

DIVAN MODELO X CON LEVANTE Y ORIFICIO FACIAL REF. 250423



CARACTERISTICAS

- *Estructura en tubo redondo de 1" cold roll ,
- *Tendido en madera
- *Espuma de 5 forrado en cuerotex lavable
- *Cuatro zapatos antideslizante.
- *Soporte para rollo de papel
- *Levante en el espaldar
- *Oficio facial
- *Capacidad: 200 kg
- *Medidas: largo 1.80 x 58 ancho x 75 cms.