

CAMILLA DE TRANSPORTE



- Camilla de Lujo.
- La superficie de la cama, así como los rieles laterales están fabricados de plástico ABS de alta resistencia.
- La base de la primera sección de la cama es controlada a base de gas.
- Ruedas con sistema de frenado, estable y confiable.
- Dimensiones: 2100 x 690 x 460/850 mm
- Altura Ajustable entre 64-97 cm.
- Angulo del respaldo: 0-45°
- Mecanica Hidraulica

CONTACTO

● Manga, 4ª Av. Cll 29 No. 20-06
● PBX (5) 660 6967-660 6721 – FAX: (5) 660 4350
Cel (+57)316 383 0922 – 316 7403306 – 316 018 8404
Email. direccioncomercial@progralmedical.com.co
Cartagena – Colombia