

CARRO DE PARO

MARCA. HEBEI PUKANG / MODELO: F-46-2



CARACTERÍSTICAS:

- Construcción de la Columna con aleación en Aluminio y plástico ABS.
- Base con ruedas diámetro 125mm, cada una con frenos
- Cinco cajones (2 tamaño pequeño, 2 de tamaño medio y 1 gran tamaño) con cierre centralizado
- Sistema interior de divisiones para las medicinas
- Incluye como accesorios tabla de reanimación en ABS, atril portasuero, 2 contenedores de residuos, un guardián, punto eléctrico, soporte para tanque de oxígeno y soporte para desfibrilador.