

## DOPPLER FETAL BIOCARE FM200



### CARACTERISTICAS

- *pantalla LCD de retroiluminación*
- *Fácil de usar*
- *Armarios empotrados, altavoces con control de volumen*
- *Diseño ergonómico, compacto y ligero*
- *conector para auriculares o señal de audio a la exportación a un ordenador u otro dispositivo de audio*
- *Detección de FHR precisa con sonido claro*
- *Indicador de intensidad de la señal para ayudar a detectar mejor señal*
- *3 Modo de trabajo: Tiempo real, Normal y Manual*
- *Nivel de alarma ajustable. Flash Screen para la frecuencia cardiaca alta o baja de alarma, contacto flojo de la sonda.*
- *Soporte 2MHz, sondas 3MHZ*
- *Uso continuo de larga duración (8 horas con dos pilas alcalinas AA)*
- *Apagado automático*