

EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL

MARCA: WELCH ALLYN MODELO: 95001



CARACTERÍSTICAS:

Iluminación halógena que provee luz más blanca, brillante y por más tiempo.

- Otoscopio: ref:22840 con transmisión de luz por fibra óptica con puerto de insuflación lentes de aumento de campo ancho

- Oftalmoscopio: ref:12850 óptica sellada para mantener

El instrumento limpio, seis aperturas

lentes con enfoque de:(-) 25 a (+) 22 dioptrías

filtros azul de cobalto y filtro verde (libre de rojo)

estuche blando con cremallera y clip ref:5245