

## FONENDOSCOPIO ADULTO-PEDIATRICO

**ALP KE**<sup>®</sup>  
Japanese medical device manufacturers



### CARACTERÍSTICAS:

- Campana doble para dos (2) servicios en acero inoxidable – diafragma – tubo en y de color gris.
- Tiene una membrana y una campana, cualquiera de las dos partes puede colocarse en el paciente, las dos detectan las señales acústicas que viajan a través de los tubos llenos de aire y llegan hasta los oídos del médico se usa en triage, clínicas, hospitales, consultorios.