

FONENDOSCOPIO PEDIATRICO LORD



CARACTERÍSTICAS:

- Cabeza Doble
- El Diafragma es sensible para captura del sonido
- Usado para auscultación de corazón y pulmón
- El lado más pequeño del cabezal es usado para auscultación de frecuencias de sonido más suaves y bajas.
- Olivas diseñadas para adaptarse a la estructura del oído.
- Mangueras sencillas estándar fabricadas en PVC, disponibles en variedad de colores.
- El cabezal en aleación de aluminio permite una buena conducción de sonido.