

MESA RIÑONERA

ACERO INOXIDABLE



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en tubo redondo de 1" de acero inoxidable ref. 304, con refuerzos en la parte inferior para mayor estabilidad.
- Tapa superior en forma de media luna de lámina de acero inoxidable C.20 ref.304, con bordes curvados para protección del usuario.
- 5 ruedas de 2" en caucho macizo, dos con freno para asegurar después del desplazamiento.
- Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.45 m, Altura 1.00 m.
- Terminado en acero inoxidable ref.304.