

## SILLA PARA ACOMPAÑANTE

MARCA. HEBEI PUKANG / MODELO: F-44



### CARACTERÍSTICAS:

- Tamaño: cama 1960\*755\*400/980mm, silla 750\*710\*580/980mm
- Tamaño del embalaje: 820\*740\*600mm

#### Característica principal:

1. Estructura de acero cubierta de Epoxi, parte superior de esponja de alta calidad con cubierta de cuero artificial.
  2. Base con ruedas
  3. Este producto se puede utilizar como silla y como cama
- Tamaño del embalaje de cartón: 660\*510\*820mm (1 unidad/caja)
  - peso bruto: 31,5Kg

volumen:0,38 m3