



## Videolaringoscopio HugeMed REF: VL3R



### Características del producto:

- + Cámara y pantalla de alta resolución Bateria de larga duración.
  - + Grabación y salida de fotografías y videos.
  - + Cuchillas reutilizables disponibles
- Fiabilidad y asequibilidad



- ✚ Pantalla HD de alta definición.
- ✚ Pantalla a color de 3,5 pulgadas con vista completa, RGB 640X480, Angulo de rotación de 130 a 180 grados en su las rotaciones frontal y posterior.
- ✚ Angulo de visión  $\geq 60$  grados
- ✚ Cámara de 2,0 megapíxeles/1920\*1080 píxeles. Función antivaho
- ✚ Cámara posee una resolución de
- ✚ Cámara con iluminación de 800 lux
- ✚ luz Led

## Especificación de la batería:

- ✚ Batería de litio recargable 150 minutos de trabajo continuo después de la carga completa.
- ✚ Más de 300 veces recargado
- ✚ El tiempo de carga es inferior a 8 horas.
- ✚ Puerto micro-usb de carga
- ✚ Adaptador de corriente de 100-250 VAC




- + Botón de presión para fotos y videos registro
- + Las fotos y los videos se pueden grabar y mostrar en la pantalla, también se pueden enviar a través del puerto USB a un monitor externo, lo cual es muy conveniente para la capacitación y la presentación.
- + Tarjeta SD de 8 GB incorporada.

## Fiabilidad y asequibilidad

- ✚ Los conectores, botones y materiales están diseñados para brindar estabilidad, durabilidad y conveniencia para la desinfección.
- ✚ La hoja está hecha de acero inoxidable 316 de grado médico. Fácil de esterilizar por remojar y reutilizar 1000 veces.
- ✚ Incluye valvas adulto- pediátrico
- ✚ El mango está hecho de aleación de aluminio y plástico, que es duradero y ligero.

Instantáneo en el monitor de video para una funcionalidad inmediata.

Sistema de alta calidad a menor costo en comparación con los jugadores clave.



**HugeMed reusable blade series**

HugeMed Resuable Video Laryngoscope VL3R

Model	Length mm(LxWxH)	Applicable patient
Miller 00	72X16X30	Newborn
Miller 0	84X17X30	Newborn
Miller 1	110X18X30	Infant
Mac 1	101X18X34	Infant
Mac 2	117X23X37	child
Mac 3	130X24X39	Adult
Mac 4	138X26X49	Obese airway
Mac 5	150X25X52	Diffcult airway